



## PEMF Therapie-Ring für das allgemeine Wohlbefinden des Körpers

### Beschreibung

Ringförmiges, elektromagnetisches Gerät, ergonomisch entworfen, zum Überziehen über den Kopf zum Nacken oder zum Hindurchstecken der Gliedmaßen. Ausgestattet mit einer Bedieneinheit. Das Gerät arbeitet im Frequenzbereich von 1 bis 99 Hz und hat drei verschiedene Programme. Der maximale Wert der Magnetfeldstärke (gemessen an der Oberfläche des Geräts), beträgt 210 Mikrottesla. Wellenform: Quadrat. Durchmesser: 28 cm. Stromversorgung über DC-Netzteil.

### Empfohlen für

Der OMI RING wird für Menschen empfohlen, die ein stressiges Leben führen, sich ausgelaugt fühlen und ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern möchten.

### Ansprüche

Das pulsierende Magnetfeld fördert den körpereigenen Regenerationsprozess und hilft Ihnen

- ✓ Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu verbessern,
- ✓ Ihre Energie und Vitalität zu steigern
- ✓ Ihre allgemeine Stimmung zu heben.

### Vorteile

Für den professionellen und Heimgebrauch. Völlig sicher, schmerzlos zu verwenden und ohne bekannte Nebenwirkungen.

### Gebrauchsanweisung

Die Verwendung des Produkts ist sehr einfach, es sind keine professionellen Fähigkeiten erforderlich. Wählen Sie das Programm und die Länge der Anwendung aus und spüren Sie einfach die wohltuende Wirkung der pulsierenden, elektromagnetischen Felder. Es wird empfohlen, das Gerät 2 bis 3 Mal täglich für 20 bis 30 Minuten pro Anwendung zu benutzen. Aufgrund der geringen Intensität des pulsierenden elektromagnetischen Feldes kann man dieses während des Gebrauchs nicht einmal spüren. Drei verschiedene Programme stehen zur Verfügung: P1 (Standardprogramm, die Frequenz nimmt allmählich von 3 Hz auf 38 Hz zu und fällt dann wieder zurück), P2 (Standardprogramm, die Frequenz wechselt ständig und zufällig zwischen 1-99 Hz) und P3 (die Frequenz ist frei einstellbar zwischen 1 und 99 Hz).

### Wie es funktioniert

Pulsierende, elektromagnetische Felder, erzeugt von dem Gerät, induzieren einen elektrischen Strom in unseren Körper, der hilft, den blockierten Ionenfluss wiederherzustellen und dadurch den Regenerationsprozess des Körpers stimuliert. Als Ergebnis der Verwendung des Geräts erreicht der Körper ein höheres Energieniveau, Ermüdungserscheinungen werden gelindert und es wird ein verbessertes Gesamtwohlbefinden des ganzen Körpers erreicht.

### Verpackung enthält

Pulsierender, elektromagnetischer Ring, Bedieneinheit, Netzteil, Benutzerhandbuch.

## Dokumentation und Sonstiges

Konformitätserklärung (LVD, EMC)

## Großhandelsanfragen

Alle Arten von Großhandelsanfragen sind willkommen. Um weitere Details zu besprechen, [kontaktieren Sie uns bitte](#).

**Zahlungsbedingungen:** bei Lieferung

**Herkunftsland:** Europäische Gemeinschaft

**Übernahme:** Budapest

**Lieferbedingungen, Währung und Preis:** [Angebot anfordern](#)

**Mindestbestellmenge:** [Angebot anfordern](#)

## Paketdetails



**Maße (cm):** 29 x 29 x 10 cm

**Nettogewicht (kg):** 0.96 kg

**Bruttogewicht (kg):** 1.26 kg

*Das Produkt ist kein medizinisches Gerät, es ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.*

Produktkategorie: Wellnessprodukt

website: [www.oxfordmedicals.de/pemf-gerate.html](http://www.oxfordmedicals.de/pemf-gerate.html)



opr-pis-gb-160707 • v4.1 - DE tr-l2

Hersteller

**Oxford Medical Instruments Limited**

2<sup>nd</sup> Floor Curzon House, 24 High Street, Banstead, Surrey SM7 2LJ, England

[www.oxfordmedicals.de](http://www.oxfordmedicals.de)